

ポケットエコー mirUCO

リニアプローブ



- ▶ コンパクトで持ち運びが楽!
- ▶ 操作が簡単ですぐに使用可能!
- ▶ 機能を絞り込み低価格を実現!

「いつでも、どこでも、すぐに診る」

▶ 重さ**約500g**(プローブ・タブレット)

▶ **10MHz**のリニアプローブ

▶ **距離計測機能**を搭載

※0.1cm間隔での表示
※コンベックスプローブにはございません。

▶ 連続動作時間は**約6時間**

※充電しながらの使用はできません。
※連続動作時間は、温度環境やバッテリーの使用年数によって変化します。

—— 簡単・快適操作を実現する ——

ポケットエコー mirUCO リニアプローブ **③**つのポイント

- ① 使用シーンに応じたプリセット選択による簡単設定
- ② Wi-Fi環境やUSB接続で画像共有が簡単に可能
- ③ 素早い起動で使いたい時にすぐに使用可能

※タブレット表示器のスリープを解除し、プローブを接続すると約5秒で起動

ポケットエコー miruco リニアプローブ で変わる。

リハビリテーション・スポーツで



- ▶ 関節の動き、筋の滑走などを可視化
- ▶ 深層筋など触診が難しい部位の徒手療法の精度向上
- ▶ 患者様へのフィードバック
(施術前後の違い、ホームエクササイズに向けた指導など)

抽出画像例



大腿:大腿直筋



膝:膝蓋腱

名称	10MHzリニアプローブ
製品	
セット内容	リニアプローブ(10MHz) 1台、タブレット表示器 1台、USBケーブル1本、タブレット表示器充電用アダプタ1台、超音波ゲル1本、基本セット(バッグ、プローブ保護カバー 各1個)

保証プラン	基本保証:1年間	安心保証:3年間
価格	332,750円(税込)	398,750円(税込)
保証内容	通常使用における製品起因の故障を補償します。	基本保証に加え、故意ではない軽微な破損等まで手厚い補償が受けられます。

※保証内容の詳細はお客様窓口までお問い合わせください。

製品仕様

販売名	ポケットエコー miruco	医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	汎用超音波画像診断装置	特定保守管理医療機器	該当
類別	機械器具 12 理学診療用器具	医療機器認証番号	228AHBZX00010000

走査方式／周波数		リニア／10MHz
走査モード		Bモード
ディスプレイ		8インチ タッチパネル
外形寸法	プローブ	約 132mm× 約 78mm× 約 24mm ケーブル長さ：約 950mm
	タブレット表示器	約 199mm× 約 122mm× 約 8mm ケーブル長さ：約 150mm
質 量	プローブ	約 140g
	タブレット表示器	約 305g
電 源	プローブ接続時	内蔵バッテリー（タブレット表示器）
	充電時	AC 100V、50/60Hz（タブレット表示器 充電用アダプター）
使用環境条件		温度：10 ～ 35℃ 湿度：30 ～ 85％（結露しないこと）気圧：700 ～ 1060hPa

※タブレット表示器は専用品です。※充電しながらの使用はできません。

⚠ 禁忌・禁止

適用対象(患者)

・次の被検者、部位には使用しないこと。
眼球への適用
[眼球への適用を意図して設計しておらず、過大な超音波出力により、白内障、眼構造の損傷等、患者に重篤な健康被害を及ぼすおそれがあるため]

併用医療機器

・除細動器との併用は行わないこと。[性能の劣化や故障のおそれがあるため]

▶ 製品の詳しい情報は、右記Webサイトにも掲載しています。



<http://www.sgt-japan.com/miruco/>

スマートフォンの方は、
こちらのQRコードも
ご利用ください。



販売元

 **SGT** 株式会社 エスジーティー



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。